

**Hjälpmedelsservice****Förhöjningsben****Förhöjningskloss REKO 1-pack**

Leverantör: Swereco

Lev. art.nr: 151100

Sesam nr: 50037

Medicinteknisk produkt  Ja  NejUpphandlad produkt  Ja  NejRiktlinje: [181503](#)

Storlek:

Beskrivning: Förhöjningskloss för sängar med smalare ben

**Förhöjningskloss REKO 4-pack**

Leverantör: Swereco

Lev. art.nr: 151101

Sesam nr: 50035

Medicinteknisk produkt  Ja  NejUpphandlad produkt  Ja  NejRiktlinje: [181503](#)

Storlek:

Beskrivning: Förhöjningskloss för sängar med smalare ben

**Förhöjningskloss Magnum 1-pack**

Leverantör: Swereco

Lev. art.nr: 151130

Sesam nr: 15825


Medicinteknisk produkt  Ja  NejUpphandlad produkt  Ja  NejRiktlinje: [181503](#)

Storlek:

Beskrivning: Förhöjningskloss för sängar med grövre ben.  
**OBS! Finns även som 4-pack.**

**Hjälpmedelsservice****Förhöjningskloss Bull 4-pack**

Leverantör: Swereco  
Lev. art.nr: 151105  
Sesam nr: 50036  
Medicinteknisk produkt  Ja  Nej  
Upphandlad produkt  Ja  Nej  
Riktlinje: [181503](#)  
Storlek:



Beskrivning: Förhöjningskloss för säng. Greppar tillräckligt mycket om benet så att möbelen kan flyttas utan att benet skadas. Max brukarvikt 320kg inkl. möbelns vikt fördelad på alla fyra ben. Passar ben 3-6cm.

---

**Förhöjningskloss 1-pack**

Leverantör: Human Care  
Lev. art.nr: 895  
Sesam nr: 17651  
Medicinteknisk produkt  Ja  Nej  
Upphandlad produkt  Ja  Nej  
Riktlinje: [181503](#)  
Storlek: 90x90 mm



Beskrivning: Förhöjningsklossen är byggbar och passar till ben och sockel. Varje enhet är 35 mm hög. Passar till ben med en diameter upp till 85 mm. Vid smalare ben än 35 mm ska tillbehöret Ring 895-I (sesamnr 17652) för att få en heltäckt kloss. Max antal staplade klossar är 3 st. Max belastning är 200 kg totalt.

---

## Hjälpmedelsservice

### Förhöjningskon Langham 4-pack

Leverantör: Euforia  
Lev. art.nr: AA3372A  
AA3372B  
AA3372C

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt  Ja  Nej

Upphandlad produkt  Ja  Nej

Riktlinje: [181503](#)

Storlek:

Beskrivning: Varje kon består av tre förhöjningssteg som lyfter möbeln 7,5 cm. Man kan ta bort ett eller två steg så att konan i stället lyfter 5,0 eller 2,5 cm. Max belastning är 500 kg totalt.

AA3372A Bändiameter 1,9-3,8 cm, djup 3,4 cm

AA3372B Bändiameter 3,2-5,0 cm, djup 4,0 cm

AA3372C Bändiameter 4,3-6,5 cm, djup 3,4 cm

