

# Remiss, tromboelastografi (ROTEM)

Gäller för: Hälso- och sjukvård

<b>Patientidentitet</b>	<b>Prov taget</b>  Datum: _____  Tidpunkt: _____
<b>Ansvarig läkare, namn:</b> _____	<b>Telefonnummer:</b> _____
<b>Avdelning:</b> _____	Heparinbehandlad? <input type="checkbox"/> JA
<b>Diagnos &amp; frågeställning:</b> _____	Gravid 3:de trimester/nyförlöst? <input type="checkbox"/> JA
<b>PROVTAGNING:</b> 1 rör 2,7 mL Ljusblå propp (9NC Coagulation sodium citrate 3,2 %) alt 2 rör 1,8 mL ljusblå/transparent propp (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%). Viktigt att <b>röret är fyllt till markering</b> och ID-märkt. Prov ska levereras till blodcentralen för analys inom 4 timmar, alternativt inom 1 timme om heparinbehandlad patient. Vid transport med rörpost <b>skall validerad insats användas.</b>	

## PROV OCH REMISS LÄMNAS SNARAST TILL BLODCENTRALEN!

Vid frågor kontakta Blodcentralen CSK på telefon 91580

Dokumentet är utarbetat av: Amanda Svorén, Josefin Högling