

KLINISK KEMIHandläggare
MTB, PL, MP/th

Direkttelefon

Datum
2023-10-16
Ert datumVår beteckning
15 14-2023
Er beteckning

Till våra beställare

Nytt referensintervall för Csv- Absorptionskurva


Från och med 2023-10-23 gäller referensintervall $< 0,025$ AE istället för $< 0,040$ AE för Csv-Absorptionskurva.

Anledning till förändringen är uppdaterade rekommendationer från Equalis expertgrupp för proteinanalyser och för att samordna referensintervall med resten av Sverige.

Vid provtagning av likvor ska man numera även ta litiumheparinrör för analys av P/S-Albumin och P/S- Bilirubin.

OBS! Analys Csv- Absorptionskurva är beställbar i Cosmic under fliken Profiler. Möjlighet att beställa analys genom Paket kommer att tas bort om fyra månader från 2023-10-23.

De lokalutformade provpaketen där CSV- Absorptionskurva ingår behöver uppdateras och bytas ut till den beställningen som finns under fliken Profiler.

Paulina Lindström
ST-läkareMariana Palmkvist
Metodansvarig BMA