
Sittdynor

De tryckfördelande, tryckavlastande samt tryckavlastande- och positionerande sittdynorna är upphandlade enligt brukarens behov.

Avtalet gäller från och med 2023-11-01.

Dynorna i aktuellt sortiment är indelade i fem grupper som en vägledning för dig som förskrivare. Då varje brukare har individuella behov är det viktigt att ha kännedom om dynorna i samtliga grupper. För att få mer underlag för förskrivning bör man söka ytterligare information på leverantörens hemsida.

Garantitid: 2 år

Leveranstid: 7 arbetsdagar

Dyna för korttidssittande

Till patienter som sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter.

Dyna för tryckfördelning

Till patienter som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och kan variera sitt sittande.

Dyna för tryckavlastning

Till patienter som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har/riskerar att få trycksår.

Dyna för tryckavlastning och positionering

Till patienter som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har behov av anpassning som kompenserar eller korregerar deformiteter och/eller funktionsbortfall. Personer som har/riskerar att få trycksår.

Dyna i större storlekar

Dynor utformade för att passa brukarvikt från 200 kg

Tryckfördelande och tryckavlastande dyna – barn och ungdom

Dynor i mindre storlekar

Plan - botten är plan för att passa hård sittplatta.


Kupad – botten är formad för att passa hängmattesits som hänger mer än ca 2,5 cm.

Dyna för korttidssittande
Sittdyna kupad


Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	Bredd: 35–60 cm Djup: 35–55 cm Brukarvikt: 125–150 kg beroende på dynans storlek
Utformning:	Komforthöjande sittdyna avsedd för patienter utan speciella sittproblem som sitter kortare stunder i rullstol tex vid transporter


Tryckfördelande dynor
Bima Comfort

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x38 cm - 50x53 cm Höjd: 8,5 cm Maxvikt: mellan 125 kg och 135 kg beroende på storlek
Utformning:	Har lateralstöd och bendelare.


Bima Combi

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35/38 cm – 60x55/58 cm Höjd: Kupad: 10 cm. Plan: 7 cm Maxvikt från 180 kg till 125 kg beroende på storlek
Utformning:	Höga lateralstöd samt bendelare.



Tryckfördelande dynor

Bima Duo Lateral

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35/38 cm – 60x55/58 cm Höjd: 6,5 cm Maxvikt från 125 kg till 150 kg beroende på storlek
Utformning:	Patienter som sitter kortare stunder. Kan själv lägesändra och behöver extra stöd för låren.



Contur

Leverantör:	Care Of Sweden
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	Bredd: 28X30 cm – 60x50 cm Höjd är 5 cm Maxvikt: Upp till 160 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med ingjutning av trögskum i sittgropen.



Nima Standard 600

Leverantör:	Nimacare AB
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 – 60x60 cm
Utformning:	Dyna för aktiva brukare som inte behöver justering av sitsen. Dynan är anpassningsbar (kan beskäras)



Tryckavlastande anatomiskt formad skumdyna
Bima Conform


Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36x35/38 cm – 60x55/58 cm Sitthöjd: Plan dyna: 8 cm Kupad dyna: 9 cm Maxvikt 130 kg – 150 kg beroende på storlek
Utformning:	Har en låg bendelare och är svagt formad för låren. Sittgruppen består av viskoelastiskt skum med olika densitet/hårdhet beroende på storlek.


Bima Fjäder

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36x35/38 cm – 60x55/58 cm Höjd: 10 cm Maxvikt 125 kg – 150 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan kan med fördel användas i el-rullstol eftersom den är något fjädrande och skonar rygg och svanskota vid transporter på ojämna underlag.


Bima Cubetech

Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36x35/38 cm – 52x55/58 cm Höjd: 8,5 – 10,4 cm Maxvikt 125 kg – 150 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan har höga lateralstöd och utpräglad bendelare för extra stöd. Individuella kuber i sittgruppen med olika densitet avlastar sittbensknölar och svanskota.


Curera Concept

Leverantör:	Care Of Sweden
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 50x55 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 150 kg
Utformning:	Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrup.




Tryckavlastande anatomiskt formad skumdyna
Nima Allround 621

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Max brukarvikt: Sittbredd upp till 45 cm 150 kg Sittbredd 45-65cm 200 kg
Utformning:	En tryckavlastande basdyna för patienter som inte behöver justering av sittandet


Nima 600 Visco


Leverantör:	Nimacare AB
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Höjd: 9 cm Maxvikt: Upp till 250 kg beroende på storlek
Utformning:	Dynan har ett 3,5 cm toppskikt av viskoelastiskt skum ovanpå den formgjutna basen. Kan beskäras


Stealth Zen

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25x25 cm - 60x60 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt: 160 kg
Utformning:	Ger ett mjukt, komfortabelt och tryckavlastande sittande.


Stealth Tru-Comfort 2

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 60x62,5 cm Höjd: 9,5 cm Max brukarvikt: 200 kg
Utformning:	Tydlig bendelare och höga lårstöd



Tryckavlastande anatomiskt formad dyna med hög grad av luftventilation
Stimulite Slimline

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB

Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 36x36 cm – 65x61 cm

Höjd: 5 cm

Max brukarvikt: 130 kg



Beskrivning: Bra ventilationssystem, lätt tryckfördelande. Finns även i utförande Extra Sensitive (XS) för personer med extra känslig hy. Dessa har separata artikelnummer.

Vector O2 6 cm

Leverantör: Invacare

Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 35x35 cm – 53x58 cm

Sitt höjd: 6 cm

Max brukarvikt: 250kg



Beskrivning: Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåttrotation av låren. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåttrotation och motverkar nedglidning.

Equagel Allround

Leverantör: Nimacare


Riktlinje: Vuxen: 122506

Barn: 122506

Storlek: 30x30 cm – 50x46 cm

Höjd: 7 cm


Max brukarvikt: 150 kg



Beskrivning: Dyna i gel för längre tids sittande i rullstol. Används till tryckkänsliga brukare. Konturerad sittgrop i komfortskiktet.


Tryckavlastande anatomiskt formad dyna med hög grad av luftventilation**Equagel Standard**

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 55x55 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 150 kg
Beskrivning:	Den övre delen av dynan består av ett litet rutnät av gel som kallas. komfortskiktet Detta övre skikt tillåter patienter som behöver stöd att sjunka ner i det undre skiktet som kallas stödsiktet.



Tryckavlastande plan dyna med hög grad av luftventilation
Stimulite Classic Extra Sensitive


Leverantör:	Göran Sjödén Rehab Distribution AB
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36x36 cm – 65x51 cm Höjd: 6 cm Max brukarvikt: 130 kg
Utformning:	Extra mjuk sittdyna för personer med öm och känslig hy. Dynan kan tvättas i maskin samt torktumlas


Stimulite Smart

Leverantör:	Göran Sjödén Rehab Distribution AB
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36x36 cm – 65x51 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt:
Utformning:	Stabil dyna med låg vikt, ca 1 kg.


Nima Equagel Straight Comfort

Leverantör:	NimaCare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 50x46 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 150kg
Utformning:	Plan dyna med låg sitthöjd med hög andningsförmåga



Soof

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 50x50 cm Höjd: 5 cm Max brukarvikt: 130 kg
Utformning:	Tunn dyna som inte kan läggas fel i rullstolen. Lätt dyna med hög andningsförmåga,




Tryckavlastande hybriddyna med gel, fluid
Stealth Glacial


Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25x25 cm – 60x60 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt: 160 kg
Utformning:	Mjuk skumbas med ett lager av gel ovanpå hela sittytan. Utskuret vid svanskotan. Dynan har en utskuren form med bäckenstöd och lårstöd. Gel finns även under knäveckan


Relax Duogel

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 60x45 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt: 130 kg
Utformning:	Optimal positionering uppkommer efter ca 1 minut, då sittgrop bildats


Stealth Solution

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25 x 25 cm – 60 x 60 cm Höjd: 7 cm Max brukarvikt:
Utformning:	Bas av skum med utskuren sittgrop fylld med tvådelad tryckavlastande gelpåse. Dynan har en anatomisk form med liten bendelare framtill på dynan.


Jay Easy


Leverantör:	Sunrise Medical
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	25x25 cm – 60x60 cm Höjd: 6,5 cm Max brukarvikt: 150 kg
Utformning:	Finns med plan eller kupad botten.



Tryckavlastande hybriddyna med gel, fluid

Nima Smart Gel Visco

Leverantör: NImacare
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 30x30 cm – 50x50 cm
 Höjd: 5 cm
 Max brukarvikt: 150 kg
 Utformning: Dynan kan beskäras


Jay Xtreme Active

Leverantör: Sunrise Medical
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 34x34 cm – 50x50 cm
 Höjd: 6 cm
 Max brukarvikt: 150 kg
 Beskrivning: Dynan har dubbla överdrag (inre och yttre) vilket främjar luftgenomströmning och avleder värme och fukt effektivt. Positioneringsdelar finns som tillval.



Tryckavlastande hybriddyna med luft

Varilite Evolution

Leverantör:	Anatomic Sitt
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	30x30 cm – 60x60 cm Höjd; 9,5 cm Max brukarvikt: Upp till 300 kg beroende på dynstorlek



Stabil-Air – enkammardyna

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	26x26 cm – 53x53 cm Höjd: 10 cm Ingen max brukarvikt
Beskrivning:	Luftceller med inbyggda skumplastcylindrar för extra trygghet och stabilitet.



Vicair Active O2 6 cm

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35 cm – 53 x 45 cm Höjd: 6 cm Max brukarvikt: 200 kg
Beskrivning:	Kombination av luft tillsammans med skum. Den främre sektionen är uppbyggd av skum för att underlätta förflyttningar och skapa stabilitet. Den bakre delen består av fyrasektioner med påsar fyllda med SmartCells



Hybrid Elite

Leverantör:	Permobil
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36x36 cm- 61x51 cm Höjd: 11 cm Mac brukarvikt: 225 kg
Beskrivning:	Enkammardyna



Tryckavlastande luftdyna

Standard Air enkammardyna

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	26*26 – 53*53 Höjd 10 cm Ingen max brukarvikt
Beskrivning:	Enkammardyna medför endast lufttrycksjustering med en ventil.



Vicair Adjuster O2 6 cm

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35cm x 53x45cm Höjd: 6 cm Max brukarvikt: 250 kg
Beskrivning:	Indelad i 5 sektioner. Bra justeringsmöjligheter vid komplexa positioneringsbehov.



Quadro Select LP (Lågprofil)

Leverantör:	Permobil
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	36,5x34,5 cm x 58x56 cm Höjd: 5,5 cm Ingen max brukarvikt



Tryckavlastande och positionerande hybriddyna
Vicair Active O2

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x35cm – 60x60cm Sitthöjd: 9 cm Max brukarvikt: 200 kg
Utformning:	Kombination av luft tillsammans med skum.


Hybrid Elite 2K

Leverantör:	Permobil
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	35x37,5cm – 60x53cm Höjd: 8,5 cm Max brukarvikt: 225 kg
Utformning:	2 kamrar för att motverka bäckenasymmetri (medialt/lateralt), justering upp till 5 cm


Jay Balance Djup P Cryo fluid

Leverantör:	Sunrise Medical
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	34x34 cm – 60x60cm Sitthöjd: 10cm Max brukarvikt: upp till 225 kg beroende på dynans storlek
Utformning:	Cryo fluiden kyler hudytan upp till åtta timmar.


Jay Balance Djup P fluid

Leverantör:	Sunrise Medical
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	34x34 cm – 60x60cm Sitthöjd: 10cm Max brukarvikt: upp till 225 kg beroende på dynans storlek
Utformning:	Skum i kombination med fluid.



Tryckavlastande och positionerande luftdyna
Starlock 10 cm

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	26x26 cm – 56x56 cm Höjd: 10 cm Max brukarvikt: ingen
Utformning:	Sittdynan kombinera tryckfördelning med många positioneringsmöjligheter och mycket hög stabilitet.


Starlock 13

Leverantör:	Etac
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	26x26 cm – 56x56 cm Höjd: 10 cm Max brukarvikt: ingen
Utformning:	Sittdynan kombinera tryckfördelning med många positioneringsmöjligheter och mycket hög stabilitet.


Vicair Centre Relief O2

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	38x40 cm – 50x45 cm Höjd: 10 cm Max brukarvikt: 250 kg


Vicair Adjuster O2 10 cm

Leverantör:	Invacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	38x40 cm - 55x60 cm Höjd: 10cm Max brukarvikt: 250kg
Utformning:	Indelad i 5 sektioner. Bra justeringsmöjligheter vid komplexa positioneringsbehov och optimal tryckavlastning.



Tryckavlastande och positionerande luftdyna
Vicair Vector O2

Leverantör: Invacare
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 35x35 cm - 60x60 cm
 Höjd: 10cm
 Max brukarvikt: 250 kg
 Utformning: Indelad i 9 sektioner


Vicair Adjuster

Leverantör: Invacare
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 38x40 cm – 55x60 cm
 Höjd: 10 cm
 Max brukarvikt: 250 kg
 Utformning: Indelad i 5 sektioner. Bra justeringsmöjligheter vid komplexa positioneringsbehov och optimal tryckavlastning.


Quadro Select HP

Leverantör: Permobil
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 32,5x30 cm – 67x60,5 cm
 Höjd: 10,5 cm
 Max brukarvikt: Ingen
 Utformning: Denna dyna rekommenderas för mer komplexa sittpositioner, bäckenstabilitet och korrigering av snedhet i bäcken



Tryckfördelande och tryckavlastande dyna - brukarvikt från 200 kg
Bima XXL


Leverantör:	Bima Plastteknik
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	47,5x43 cm – 80x65cm Höjd: 10 cm Max brukarvikt: 300 kg
Utformning:	Finns med kupad och plan botten


Stimulite Classic Bariatric


Leverantör:	Göran Sjödén Rehab
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	51x46 cm – 76x65 cm Höjd: 7 cm Mac brukarvikt: 360 kg
Utformning:	Utvecklad speciellt för personer med hög vikt, samt risk för trycksår. Stabil sittdyna


Nima 600 Visco

Leverantör:	Nimacare
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	55X45 cm – 60x60 cm Höjd: 9 cm Max brukarvikt: 250 kg
Utformning:	Kan beskäras


Stealth Spectrum Foam

Leverantör:	Salubrious
Riktlinje:	Vuxen: 122506 Barn: 122506
Storlek:	50 x 50 cm – 80 x 70 cm Höjd: 8 cm Max brukarvikt: 295 kg
Utformning:	Dyna för högre brukarvikter med stabilt sittande och tryckavlastning. Utjämningsplatta sitter fast på undersida dynbas.



Tryckfördelande och tryckavlastande dyna - barn och ungdom

Bima Cubetech child

Leverantör: Bima Plastteknik
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 25x20 cm – 35x43 cm
 Höjd: 6,5 cm
 Max brukarvikt: 40–60 kg beroende på storlek.
 Utformning: Finns med plan och kupad botten


Bima Combi Child

Leverantör: Bima Plastteknik
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 25x20 cm – 35x43 cm
 Höjd: 6 cm
 Max brukarvikt: 40–60 kg beroende på storlek.
 Utformning: Finns med plan och kupad botten


Bima Conform

Leverantör: Bima Plastteknik
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 20x22 cm – 35x40 cm
 Höjd plan dyna: 6 cm
 Höjd kupad dyna: 7 cm
 Max brukarvikt: 50–60 kg beroende på storlek.
 Utformning: Finns med plan och kupad botten


Stimulite Pediatric Contoured


Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 26x26 cm-41x41cm
 Höjd: 5 cm
 Max brukarvikt: 50 kg
 Utformning: Formad med god ventilationsförmåga. Svamp och bakterieresistent.



Tryckfördelande och tryckavlastande dyna - barn och ungdom

Stimulite Pediatric Corbee

Leverantör: Göran Sjödén Rehab Distribution AB
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 26x26 cm – 41x41 cm
 Höjd: 5 cm
 Max brukarvikt: 50 kg
 Utformning: Plan sittyta och god ventilationsförmåga.
 Svamp och bakterieresistent.



Nima Kub Visco Låg

Leverantör: Nimacare
 Riktlinje: Vuxen: 122506
 Barn: 122506
 Storlek: 20x20 cm – 30x37,5 cm
 Höjd: 6 cm
 Max brukarvikt: 100 kg
 Utformning: Fasade kanter på dynans undersida för att
 passa i både hängmattesits och plansits.

