
Hjälpmiddel för kroppspositionering under behandling

Curera Abduktionskudde

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001049 – 35x55
14-001050 – 54x78

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](tel:044827)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Kudde för abduktion av ben och stödja kroppshållningen i de nedre extremiteterna i liggande läge för vårdtagare med nedsatt förmåga att röra sig eller lägesändra.

**Curera Bålstöds kudde**

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001046 - 85x65x30 cm

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](tel:044827)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Kudde för bålstöd i sittande läge. Används för att stödja bålen i sittande läge och ge stöd för underarmarna, Kudden kan placeras både framifrån och bakifrån.



Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Curera Böjd kudde

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001040 - 120x75x30 cm
14-001041 - 110x75x40 cm
14-001042 - 75x40x25 cm

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](#)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Kudde för bålstöd i sittande läge. Bågformad kudde för komfort och stabilitet i både liggande och sittande position.

**Curera Multikudde**

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001030 – 60x70 cm
14-001031 – 45x45 cm

Sesam nr: 42804 – 60x70 cm

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](#)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Mångsidig kudde som kan placeras mellan knäna eller under ben och hälar för avlastning.



Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Curera Nackkudde

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001025 – diameter 50 cm
14-001027 – diameter 32 cm
14-001044 – diameter 38 cm
Sesam nr: 34995 - diameter 50 cm

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](tel:044827)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Avlastning för nacken.

**Curera Rektangulär kudde**

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001010 – 25x80 cm
14-001011 – 50x60 cm
14-001012 – 50x85 cm
14-001043 – 40x70 cm
14-001045 – 100x50 cm
Sesam nr: 22203 - 25x80 cm

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](tel:044827)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Kudde som ger stöd i flera lägen. En allroundkudde för positionering



Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Curera Positioneringsrulle

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001035 – 20x225 cm
14-001036 – 20x125 cm
14-001037 – 15x60 cm
14-001038 – 20x80 cm
Sesam nr: 36194 - 20x225 cm
42738 - 20x125 cm

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](#)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Allroundkudde för avlastning och positionering.

**Curera Trekantskudde**

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001047 – 47x28x28 cm
14-001048 – 62x35x35 cm

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](#)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Kudde för underbensstöd. Placeras under knäna, minskar skjuvkrafter i sittande position och skapar viloläge i liggande. Kan också placeras som en ryggstöds kudde bakom patientens rygg.



Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

Curera S-formad kudde

Leverantör: Care of Sweden
Lev. art.nr: 14-001052 – 200x38 cm
14-001053 – 170x28 cm

Sesam nr:

Medicinteknisk produkt Ja Nej

Upphandlad produkt Ja Nej

Riktlinje: [04 48 27](#)

Storlek: Se ovan

Beskrivning: Den S-formade positioneringskudden används till att skapa en 30° position för tryckavlastning. Placera kuddens övre del bakom brukarens rygg och den nedre delen mellan knän och underben.



Kan även användas till framstupa sidoläge genom att kuddens övre del placeras framför och under överarmen, kuddens mellersta del under det böjda låret och den nedersta delen placeras under underben och fot.
