

Upphandlade diabeteshjälpmedel – Glukosteststickor RS/260147								
	A. Menarini Diagnostics		Ascensia Diabetes Care		MEDTRUST Sweden AB		Roche Diagnostics	
Egenskap	Blodglukos	Blodketoner	Blodglukos	Blodketoner	Blodglukos	Blodketoner	Blodglukos	Blodketoner
Teststicka	GlucoMen Areo Sensor	GlucoMen Areo Beta Keton Sensor	Contour Next teststickor	x	Wellion Newton glukosteststickor	Wellion Galileo teststicka Blodketon	Accu-Chek Instant testremsor 50p	x
Mätare	GlucoMen Areo GK	GlucoMen Areo GK	Contour Next Blodsockermätare	x	Wellion NEWTON GDH-FAD BTE glukosmätare	Wellion GALILEO GLU/KET mätare	Accu-Chek Instant	x
Kundservice/beställning	040-32 12 70 info@menarinidiagnostics.se		08-505 126 31 orders.sweden@ascensia.com		040 15 77 75 info@medtrust.se		08-404 88 71 roche.kundsupport@roche.com	
Teknisk support/felanmälan	040-32 12 70 info@menarinidiagnostics.se		Kundsupport 020-830084 diabetes@ascensia.com		073 506 94 36 markus.staaf@medtrust.se		Accu-Chek Support 020-41 00 42 info@accu-chek.com	
Varunummer på apotek	734960	736861	732781	x	730688	737700	738420	x
Artikelnummer mätare	52083	52083	90008855	x	WELL13-03BTESEMM	WELL10-03K*SEMM		x
Förpackning	2 × 25 st	1 × 10 st	50 st	x	2 x 25 st	10 st	50 st	x
Minne i mätaren	730	100	800	x	500	100	720	x
Blodvolym	0,5 µL	0,8 µL	0,6 µL	x	0,5 µL	0,8 µL	0,6 µL	x
Mätområde	1,1-33,3 mmol/L	0,1-8,0 mmol/L	0,6–33,3 mmol/L	x	0,6-33,3 mmol/L	0,1-8,0 mmol/L	0,6–33,3 mmol/L	x
Hållbarhet efter öppnande	18 månader (från tillverkning) 12 månader (öppnad)	18 månader (individuellt förpackade)	24 månader	x	18 månader (från tillverkning) 12 månader (öppnad)	18 månader (individuellt förpackade)	21 månader	x
Efterfyllnad möjlig	Nej	Nej	Ja	x	Nej	Nej	Nej	x
Bluetooth/app	Glooko, GlucoLog Web NFC		Glooko Bluetooth	x	Glooko och Wellion SiDiary Bluetooth		Glooko Bluetooth	x
Kommentar		Samma mätare används för båda områden						
	Avtalstid 2026-09-01-2030-08-31							