

URINDROPPSSAMLARE

Region Värmland from 2020-05-01



Urindroppssamlare kan användas av män med okontrollerade små till stora urinläckage. Produkterna finns med olika omkrets, längd och bredd på häftytan. Det är viktigt med individuell utprovning

För rätt storlek

Mät penis vid penisroten i avslappnat tillstånd
Använd mätsticka eller måttband

Vad ska man tänka på vid applicering/ borttagande

Om möjligt, låt patienten ligga på sidan i sängen, sitta eller stå upp
inte ligga på rygg då tyngdlagen försvårarappliceringen

Urindroppssamlare appliceras enligt medföljande bruksanvisning

Använd inte tvål med återfettningsmedel, puder eller salvor

Raka eller klipp bort pubishår runt penis som annars kan
fastna i häftan

Urindroppssamlaren skall ej ligga an mot ollonet. Se till att det finns ett utrymme på 1,5 cm mellan urindroppssamlaren och ollonet.

Dra i urindroppssamlaren och kontrollera att den sitter fast




Om hudirritation uppstått prova annan produkt


Urindroppssamlaren kan man ha max 24 timmar, därefter tar man bort den och sätter på en ny.

Till urindroppssamlaren kopplar man på en tömbar eller icke tömbar urinuppsamlingspåse.

1 URINDROPPSSAMLARE, LATEXFRI, SJÄLVHÄFTANDE,

2 URINDROPPSSAMLARE, LATEXFRI, SJÄLVHÄFTANDE, RESEFÖRPACKNING

| Conveen Security + | Produktbeskrivning | Leverantör | Längd | Omkrets | Diameter | Art nr | Pris/st | Pris/förp |
|---|--|--|--------|---------|----------|--------|----------|-----------|
|  | Latexfri, självhäftande. | Coloplast 30st/förp | 50 mm | 70 mm | 21 mm | 220110 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 50 mm | 80 mm | 25 mm | 220120 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 50 mm | 90 mm | 30 mm | 220130 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 50 mm | 105 mm | 35 mm | 220140 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 82 mm | 70 mm | 21 mm | 052210 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 82 mm | 80 mm | 25 mm | 052250 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 82 mm | 90 mm | 30 mm | 052300 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 82 mm | 105 mm | 35 mm | 052350 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | 82 mm | 125 mm | 40 mm | 052400 | 10,50 kr | 315,00 kr |
| | | | | | | | | |
| Wideband | Produktbeskrivning | Leverantör | Längd | Omkrets | Diameter | Art nr | Pris/st | Pris/förp |
|  | Uridomen har ett 7,5 cm brett band av klister inbyggt i höljet Den inbyggda självhäftningen omfattar nästa hela skaftet | Mediq 30st/förp | 85 mm | 75 mm | 25 mm | 36301 | 8,95 kr | 268,50 kr |
| | | | 85 mm | 87 mm | 29 mm | 36302 | 8,95 kr | 268,50 kr |
| | | | 85 mm | 96 mm | 32 mm | 36303 | 8,95 kr | 268,50 kr |
| | | | 85 mm | 108 mm | 36 mm | 36304 | 8,95 kr | 268,50 kr |
| | | | 85 mm | 123 mm | 41 mm | 36305 | 8,95 kr | 268,50 kr |
| | | | | | | | | |
| Pop-On | Produktbeskrivning | Leverantör | Längd | Omkrets | Diameter | Art nr | Pris/st | Pris/förp |
|  | Självhäftande, silikon. | Mediq 30st/förp | 70 mm | 75 mm | | 32301 | 9,55 kr | 286,50 kr |
| | | | 80 mm | 87 mm | | 32302 | 9,55 kr | 286,50 kr |
| | | | 90 mm | 96 mm | | 32303 | 9,55 kr | 286,50 kr |
| | | | 105 mm | 108 mm | | 32304 | 9,55 kr | 286,50 kr |
| | | | | | | | | |

| Optima | Produktbeskrivning | Leverantör | Längd | Omkrets | Diameter | Art nr | Pris/st | Pris/förp |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
|  | <p>Dubbelstrippen ger en jämn och enkel utrullning över penis. Urindroppssamlaren är knickfri, vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen.</p> | <p>Coloplast 30 st/förp</p> | 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm | 70 mm 80 mm 90 mm 105 mm | 21 mm 25 mm 30 mm 35 mm | 221210 221250 221300 221315 | 12,00 kr 12,00 kr 12,00 kr 12,00 kr | 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr |
| | | | 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm | 80 mm 85 mm 90 mm 105 mm 125 mm | 25 mm 28 mm 30 mm 35 mm 40 mm | 220250 220280 220300 220350 220400 | 12,00 kr 12,00 kr 12,00 kr 12,00 kr 12,00 kr | 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr 360,00 kr |