

keeps you moving

Det utökade sortimentet växer

Klicka på bilderna för större format



U3 Y FRONT LÅG



U3 LIGHT Y FRONT LÅG



U3 LIGHT Y FRONT HÖG



S3 LÅNG

Nu släpper vi ytterligare 4 modeller i det utökade sortimentet

Vi vet att när man åldras i stol gör att man ställs inför nya utmaningar och kompromisser. I takt med att vi åldras förändras kroppen, t.ex. kan vi få svårare att förflytta oss till och från rullstolen, hudkostymen blir skörare mm. Tvingas man, pga trycksårsrisk, byta till en högre dyna medför det att man sitter högre i stolen. Negativa konsekvenser av detta är:

- kortare drivfas på drivhjulen vid körning av rullstolen
- minskad stabilitet
- svårare att göra förflyttningar

För att ge utrymme åt en tjockare dyna men bibehålla sitt- och köregenskaperna har vi tagit fram:

Panthera U3 Y-front Låg ([bild](#)) och

Panthera U3 Light Y-front Låg ([bild](#))

dessa båda är **sänkta 25 mm i ramen** jämfört med U3/ U3 Light.

Vi har även tagit fram:

Panthera U3 Light Y-front Hög ([bild](#))

En variant av U3 Light, **höjd 50mm bak, 30 mm fram** och med en **sitsvinkel på 4 grader**.

Panthera S3 Lång ([bild](#))

En standard S3 men med **50 mm längre sits**. För den som behöver ett längre sittdjup men inte högre stol t.ex. vid användande av fasta ryggsystem som stjälar lite av sittdjupet.

Säljstart från December 2021

Vänlig kontakta Panthera om ni har frågor (eller boka visning och kontakta våra produktspecialister [Länk](#))

Kontaktpersoner på Panthera:

Försäljningschef

(Produktfrågor)

Therese Ahlqvist

Tel: 08-564 738 52

E-post: therese@panthera.se