


Blodprovtagning i hemmet - HbA1c

Provkoppen ska förvaras oåtkomligt för barn.

Förberedelser

1. Kontrollera att dina personuppgifter stämmer på etiketten.
2. Skriv dagens datum på etiketten (stryk över eventuellt felaktigt datum).
3. Klistra etiketten längs med provkoppen enligt bilden.



Gör så här

1. Börja med att sticka dig i fingret på vanligt sätt.
2. Kläm sedan ut en droppe blod.
3. Sätt filterpapperet mot bloddroppen och låt det fyllas till cirka en tredjedel.
4. Placera därefter filterpapperet i provkoppen och stäng locket.
5. Stoppa provkoppen i plastpåsen.
6. Placera plastpåse och remiss i det adresserade och förfrankerade kuvertet.
7. Posta kuvertet.
Mottagande laboratorium: Specialkemi, Centralsjukhuset i Karlstad.