

Lämna avföringsprov för test av Kalprotektin

Förberedelser

1. Du har fått ett provtagningskärl att lämna avföringsprovet i. Det är en ytterburk och en innerburk med en sked i locket.
2. Kontrollera att dina personuppgifter på etiketten stämmer.
3. Klistra etiketten längs med innerburken och om möjligt även en etikett på ytterburken.



Gör så här

1. Fånga upp avföring i ett rent kärl (potta, papperstallrik, rondskål) eller på toalettpapper.
2. Öppna innerburken.
3. Ta avföring med provtagningsskeden som sitter i locket till innerburken. Avföringsmängden bör motsvara cirka två teskedar.
4. Stoppa ner skeden med avföringsprovet i innerburken och skruva till locket så att det sluter tätt.
5. Skriv provtagningsdatum på etiketten (stryk över eventuellt felaktigt datum).
6. Placera innerburken med avföringsprovet i ytterburken.
7. Skicka eller lämna provtagningsburken med avföringsprovet snarast efter provtagningen till din mottagning eller direkt till laboratoriet.
8. Om du inte kan skicka provet direkt ska du förvara det i kylskåp (2–8°C) i högst 4 dagar.