

CuroCell S.A.M.[®] PRO

Kombinerar mycket god komfort med lång livslängd



CuroCell SAM PRO med överdrag Steel

CuroCell S.A.M.[®] PRO

CuroCell S.A.M.[®] PRO är en bäddmadrass med effektiv tryckfördelning genom konstant lågt tryck som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 3⁽¹⁾.

CuroCell S.A.M.[®] PRO erbjuder mycket god komfort och kan användas som hjälpmedel vid smärterapi. För ytterligare komfort finns även modellen CuroCell S.A.M.[®] PRO CF10 med ett extra mjukt inneröverdrag.

Pumpen är utvecklad av Care of Sweden och enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M.[®] PRO kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller vald tryck- och komfortnivå vilket innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs. Detta minimerar ljud och vibrationer samt bidrar till en lång livslängd och låg energiförbrukning för pumpen.



CuroCell S.A.M.[®] PRO levereras med ett hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet. Överdraget är ångpermeabelt vilket minskar risken för hudmaceration⁽⁴⁾.

CuroCell S.A.M.[®] PRO kan även fås i modellen CF16, då utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

REFERENSER

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- (2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin cert 2009.
- (3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjuds. Senast uppdaterad: 2020-12-01.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Ångpermeabelt hygienöverdrag⁽⁴⁾• Hygienöverdrag med svetsade sömmar• Användarvänligt system• Mycket goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump med lång livstid• Fästband i resår• Transportfunktion	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 10 cm• Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 3⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-250 kg• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Ljudnivå pump: <28dB• Garanti: 2 år• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Extra mjukt inneröverdrag (CF10) modell• Kraftig transportväska	80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.